

Ficha técnica

Guante Examinación Nitrilo



Descripción del producto

Guante de nitrilo sin polvo libre de látex y de hp para exámenes médicos y/o procedimientos no estériles e hipoalergénico desechables y de uso único. Ambidiestro puño largo con reborde. Envase resistente con sello que asegura inviolabilidad del contenido y con marcado reglamentario correspondiente.

Este producto cumple con las siguientes normas y/o certificaciones:

- Libre Látex.
- ISO 13485-2012.
- EC 93/42/EEC.
- GMP: certificado de buenas prácticas de manufactura.



Especificaciones

Tamaño	Peso	Largo (mm)	Ancho palma (mm)
S	3.0g±0.2	≥230	85±5
M	3.5g±0.2	≥230	95±5
L	4.0g±0.2	≥230	105±5
XL	4.4g±0.2	≥230	115±5

Tamaño	Caja (100 unidades)	Embalaje (10 unidades)
	215*110*55mm	288*230*225mm
	220*115*55mm	290*240*230mm

Recomendaciones de almacenamiento

Guarde la máscara en el empaque original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos dañinos. Cuando se almacena de acuerdo con las recomendaciones, el producto está diseñado para usarse dentro de los 2 años a partir de la fecha de fabricación.

SoluMed SpA

ventas@solucionesmediaschile.cl

solucionesmedicaschile.cl

+56 9 8839 7258

