


◆ Plano de Instalación



El 1^{er} Sillón de la Clínica Dental

Modelo A001



EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Add: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

Manufacturer: Guangdong JINME Medical Technology Co., Ltd.
Tel: +86-757-88777991
www.appledentalmed.com

2023/08 Version

CE 0123 ISO 13485

◆ Configuración Estándar

Brazo de la lámpara ajustable

Lámpara con sensor de 6 luces led

Tapiz de cuero de microfibra

Bandeja porta instrumental con 6 soportes

Sistema de aire y agua duradero

Salivero de cerámica removible

Salidas de aluminio para aspiración por aire (eyector y hemosuctor).

Suministro de agua a temperatura constante

Apoya brazos doble

Taburete con soporte y base metálica

Módulo auxiliar giratorio

Pedal de 4 funciones

Peso: 200 kg

Medidas: 1 x 1,30 x 0,85 m / 1 x 1,30 x 0,75 m (sin soportes de madera)

Caja de conexiones externa (opcional interna)

◆ Detalles



Diseño enfocado en el profesional

Amplia bandeja porta instrumental quirúrgico con 6 soportes



Lámpara inteligente

Con 6 luces led e interruptor manual



Taburete resistente

Con soporte y base metálica que da estabilidad



Módulo auxiliar

Giratorio con jeringa triple y terminal para eyectores

◆ Colores referenciales de tapices

ASK001



ASK002



ASK003



ASK004



ASK005



◆ Diseño Funcional



Terminales de aluminio para eyectores y jeringa triple



Un amplio respaldo y asiento del sillón brindan seguridad y comodidad al paciente, mientras está posicionado sobre este



Módulo auxiliar giratorio



Lámpara con sensor de 6 luces led
Control con interruptor de inducción y manual
Iluminación 8.000-20.000 lux
Temperatura color 4.500-5.000 K / Amarilla 3.000 K
Punto de luz 80 x 160 mm (distancia 700 mm)

Cómoda manilla autoclavable

Panel de control de funciones
Terminales para piezas de mano



Taburete con apoya brazo y base metálica

Pedal multifuncional que puede controlar por separado el agua y aire

También puede manejar los movimientos sillón



Apoya brazos ajustable según la necesidad operativa



Gran bandeja porta instrumental de examen y quirúrgico