

#### Modelo: D700 Pabellón



#### D700

##### SILLÓN DENTAL:

- Base fabricada 100% en acero carbono con protección anticorrosiva y pintura electrostática con mayor protección a daños por exposición a intemperies;
- Base con engomado antideslizante y sin necesidad de fijarse al piso;
- Caja de conexión integrada a la base con cobertura en plástico inyectado ABS de alto impacto;
- Pedal eléctrico joystick para movimiento del sillón con posición cero, hasta 3 memorias programables, activación de lámpara;
- Sistema de elevación tipo pantógrafo, con altura hasta 90cm.
- Respaldo de cabeza biarticulado con gran rango de movimientos horizontal, permitiendo voltearlo para atención de pacientes minusválidos en silla de ruedas.
- Tapicería con espuma Soft y acabado en PVC liso, sin costuras y de fácil limpieza con protector de pies en asiento.
- Apoya brazos de paciente fijos;

